

Skin Cool Pat

冰肌美顏儀

スキンクールパット

TE800TW


Manual
使用説明書
取扱説明書

Thank you for your purchase.
Before using this product, be
sure to read the manual and
use the product correctly.
After reading, keep the manual
in a location where users of
the product can find it easily.

衷心感謝惠購本產品。為確保正確
使用本產品，在使用之前請務必仔
細閱讀本使用說明書。閱讀後請妥
善保管本說明書於方便取閱之處，
以備日後使用。

お買い上げありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説
明書を必ずお読みいただき、正しく
ご使用ください。お読みになった後
は、お使いになる方がいつでも見ら
れるところに必ず保管してください。

Table of Contents

目錄
もくじ

Safety Warnings 1・2

Names and Functions of Parts ... 3

How to Charge 4

Before Using 5

How to Use 6-8

When to Charge/
When Using Overseas/
When Using while Plugged In 8

Care and Maintenance 9

Specifications 9

Troubleshooting 10

安全上の注意事項 11・12

各部の名稱及功能 13

充電方法 14

在使用之前 15

使用方法 16~18

關於何時需要充電/
關於在海外使用時/
使用交流電源時 18

產品保養方法 19

規格 19

疑似故障時該怎麼辦 20

安全上のご注意 21・22

各部のなまえとはたらき ... 23

充電のしかた 24

お使いになる前に 25

使いかた 26~28

充電の時期について /
海外でのご使用について/
交流式で使うには 28

お手入れのしかた 29

仕様 29

故障かな？と思ったら 30

愛情点検



『Inspecting Skin Cool Pat that has been used for a long time!』

『長年使用的冰肌美顏儀請注意檢查!』

『長年ご使用のスキンクールパットの点検を!』

●Make sure that the Cool/LED Head parts are undamaged before use.

●在使用前請務必確認產品冷敷探頭沒有損傷。

●ご使用前に必ずクール・フォトヘッド部に損傷がないかお確かめください。

Safety Warnings

- Make sure to read these safety warnings before using, and use the product correctly.
- The warnings listed here are to ensure the product is used properly and safely, and avoid any injury to the user or others or damage to property in advance. Make sure to follow the warnings.
- Safety warnings are separated into categories as follows.

Danger

For actions that have a significant chance to cause serious injury or death if done improperly.

Alert

For actions that could cause serious injury or death if done improperly.

Warning

For actions that could cause injury or property damage if done improperly.

Examples of Symbols



This symbol indicates an action that must not be performed.



(The image to the left indicates "no taking the product apart.")



This symbol indicates an action that must be performed.



(Always perform an action indicated by the image to the left)

Alert

Consult with a doctor before use if any of the following apply.

- Heart problems
- Acute (painful) illness ● Fever
- Abnormal blood pressure ● Infectious disease
- Tuberculosis ● Malignant tumor
- Facial neuralgia ● Pregnancy
- While on period ● Atopic eczema
- Allergies ● Particularly sensitive skin
- Hemophilia ● Receiving dental treatment
- Capillary dilatation due to long-term steroidal hormone treatments or liver dysfunction
- While under the influence of drugs or alcohol, or extremely tired

There is a risk of accident or injury.



Required

Do not use on the following areas.

- Areas where plastic surgery was performed
 - Eyeballs and eyelids ● Injuries ● Facial melanosis
 - Inside the mouth or other mucous areas
 - Areas inflamed with pimples or other breakouts
 - Areas with impairment of pain sensation or of perception
 - Areas with metal, plastic, silicone or other objects under the skin
 - Areas that are itchy, have a rash or other stains with physical stimuli
 - Areas inflamed due make-up or other reasons
- There is a risk of accident or injury.



Prohibited

Do not use the product on wounds or inflammation of skin.

It can cause skin problems or pain.

Do not use the product for uses other than those listed in the manual.

It can cause accidents or malfunction, or damage the product.



Prohibited

Do not let children use the product.
Do not use in reach of toddlers.

There is a risk of accident or injury.

Place out of reach of toddlers.

The cap and other small parts may be swallowed accidentally.

Do not use on toddlers, children or pets.

There is a risk of accident or injury.

There is a risk of the power cord disconnecting when used improperly or for long periods, so do not use the product in the following situations:

- If the power cord is twisted and does not return properly.
 - If the base of the power cord or adapter has warped or is damaged.
- If the power cord is disconnected, there is a risk of sparks occurring and causing burns or electric shock.

Do not use when the power cord is damaged or loose in the socket.


There is a risk of fire or electric shock.

Do not damage the power cord. (Do not pull, twist, or bend it unnecessarily, do not place heavy objects on it, do not place it near heat, do not bundle it, do not squeeze it, do not modify it)

There is a risk of fire or electric shock.

Do not wrap the power cord around the power adapter.

There is a risk that the power cord will disconnect and cause fire, electric shocks or burns.



Safety Warnings



Prohibited

Do not use with power sources other than AC100-240V.

There is a risk of fire or electric shock.

Do not look at the LED Care light directly for long periods of time.

There is a risk of accident or injury.

If you experience pain or discomfort while using the product or issues with your skin after using the product, stop using the product and consult a medical specialist.

It could cause skin problems.

Use Cool Facial Care with an ambient temperature between 10 and 40°C.

There is a risk of skin damage.



Required

If the product makes abnormal noises or some other irregularity occurs, stop use immediately.

There is a risk of accident or injury.

Follow directions in manual for frequency and duration of use.

There is a risk of accident or injury.

When first using the product, track condition of skin.


There is a risk of skin problems or poor health.



Remove Power Adapter

Remove the power adapter from the outlet when not in use.

There is a risk of fire or electric shock.



No Wet Hands

Do not plug in or remove the power adapter with wet hands.

There is a risk of malfunction, electric shock or short circuit.



No Getting Wet

Do not wash with water. Do not place the product in water or splash it with water.

There is a risk of malfunction or short circuit.



No Wet Areas

Do not use or store the product in a place with high moisture or where it might get wet, such as a bathroom.

There is a risk of malfunction or short circuit.



No Dismanting

Do not modify the product. Do not dismantle or repair the product if you are not a repair technician.

There is a risk of fire, electric shock or injury.

Warning

Do not use at the same time as other beauty goods.

There is a risk of accident or injury.

Do not drop or hit the product.

Do not apply strong impacts to the product.

There is a risk of electric shock, fire or injury.

Do not wipe the product with benzene, paint thinner or alcohol, nor spray disinfectant on the product.

There is a risk of cracking, electric shock or fire.



Prohibited

Do not use power adapters other than the one that comes with the product. Do not charge other products with the power adapter.

There is a risk of electric shock or fire.

Do not use for commercial purposes. Do not put it in a place unknown numbers of people may use it.

Continued use can cause malfunctions.

Do not use if damaged.

There is a risk of electric shock, fire or injury.

Do not share with family or strangers.

There is a risk of infection.

Before using, check that the Cool Head and LED Head are not damaged or deformed.

There is a risk of damaging skin.



Required

Remove contact lenses and accessories such as earrings and necklaces before using.

There is a risk of accident or injury.

When removing the power adapter from the outlet, grasp the adapter itself instead of the power cord.

There is a risk of fire or electric shock.

Names and Functions of Parts

Cool Head

Place on the skin and use for Cool Facial Care.

Cool Switch

Pushing the switch turns it ON and causes the Cool Facial Care power light to blink. Pushing again turns it OFF and turns off the Cool Facial Care power light. Pushing the LED Switch while the Cool Switch is on will switch to LED Care and turn off the Cool Facial Care power light.

Cool Facial Care Power Light

Blinks when the Cool Switch is pushed, and becomes solid when cooling preparation is complete.

Battery Light

[Normal Use]
Off: Charge remaining
Blinking: Low charge
[While Charging]
On: Charging
Off: Charging complete

Air Intake

Do not put objects in here.

LED Head

Place on the skin and use for LED Care.

LED Switch

When the switch is pushed, it turns ON and the LED Head blinking pattern begins. Push again to turn OFF and the LED Head turns off. If the Cool Switch is pushed while in use, the LED Head will turn off and it will switch to Cool Facial Care.

Nickel Metal Hydride Battery (Internal)


Air Exhaust

Do not put objects in here.

Main Body Socket

■Accessories

Power Adapter



Cap



*Follow regional laws when disposing of this product.

How to Charge

1 Confirm the Cool Switch and LED Switch are OFF, and connect the power adapter to the main unit and outlet.



- Pushing the unit-side plug of the power adapter too hard or forcefully bending it can damage the unit socket.

2 When the Battery Light turns off, unplug the power adapter from the main unit and outlet.

- The average charging time is approximately 5 hours.
- While charging, the main unit and power adapter may become warm, but this is not a malfunction.
- One charge allows for use of approximately 5 sets. (1 set: 5 minutes of LED Care and 5 minutes of Cool Facial Care)

(Based on factors such as conditions of use and maintenance, the number of sets may decrease)

The Battery Light will turn on while charging, and turn off when charging is complete.



How to Have a Long-lasting Nickel Metal Hydride Battery

- When storing the product, fully charge it before storage.
- When not using for a long time, charge periodically every six months.

When the operating time after charging becomes extremely short, the following procedure can refresh the battery and improve operating time.

1. Push both the Cool Switch and LED Switch simultaneously for over 10 seconds. When the Cool Facial Care power light and Battery Light start blinking, stop pushing the switches. Let the charge run out until the lights turn off.
2. Charge as normal.

Warning

- Once charging is complete, remove the power adapter from the outlet.
- Use with an ambient temperature between 10 and 40°C.

Before Using

Alert

Consult with a doctor before use if any of the following apply.

There is a risk of accident or injury.

- Heart problems
- Acute (painful) illness
- Fever
- Abnormal blood pressure
- Infectious disease
- Tuberculosis
- Malignant tumor
- Facial neuralgia
- Pregnancy
- While on period
- Atopic eczema
- Allergies
- Particularly sensitive skin
- Hemophilia
- Receiving dental treatment
- Capillary dilatation due to long-term steroidal hormone treatments or liver dysfunction
- While under the influence of drugs or alcohol, or extremely tired

Do not use on the following areas.

There is a risk of accident or injury.

- Areas where plastic surgery was performed
- Eyeballs and eyelids
- Injuries
- Facial melanosis
- Inside the mouth or other mucous areas
- Areas inflamed with pimples or other breakouts
- Areas with impairment of pain sensation or of perception
- Areas with metal, plastic, silicone or other objects under the skin
- Areas that are itchy, have a rash or other stains
- Areas inflamed due make-up or other reasons

If you experience any abnormalities with your skin or body while using, immediately stop use and consult with a medical specialist.
There is a risk of accident or poor health.

*** Guidelines for skin care are to use each type of care twice per day, for no more than 5 minutes each time.**

Using continuously for over 5 minutes can lead to skin problems, so please refrain from doing so.



This appliance is not designed to be used by people (including children) with reduced physical, sensorial or mental capacities, or by people with no prior experience or knowledge, except where they have been able to benefit from supervision or previous instruction relating to use of the appliance from a person responsible for their safety.

Wash your face and clean off any dirt.

- Use cleanser to remove makeup.

Use on skin without any makeup.

For dry skin, apply beauty wash before use.

After applying beauty wash, be sure skin is dry before using.

*Do not use milky or gel beauty washes.

How to Use

This product has 2 kinds of care functions.

LED Care: Using light to improve skin elasticity

Cool Facial Care: Cooling to tighten pores

Do not use either Care more than twice per day (5 minutes or less each time).
The LED Switch and Cool Switch automatically turn off 5 minutes after being pushed.

Step 1 LED Care



Alert

- When using around the eyes, close your eyes as it is bright.
 - Avoid looking directly at the light for long periods of time.
- There is a risk of accident or injury.


Use for 5 minutes or less.

1 Remove cap.

2 Push down on the LED Switch for a while.

- The LED Head will start to slowly blink.

LED blinking
pattern
(Image)



3 Gently apply the Head mainly to the area where you have issues with your pores (nose, cheeks, etc.) and slowly move it.


- Use for 5 minutes or less. The power will automatically shut off 5 minutes after pushing the LED Switch.

4 After 5 minutes the power will automatically shut off.

- When that happens, a beeping noise will alert you.

When you want to stop partway through

- Push the LED Switch again and the LED Head will turn off.



Step 2 Cool Facial Care

How to Use

⚠ Alert	Do not use near eyes or ears. (There is a risk of accident or poor health)
	Do not use when skin is injured or cut. (There is a risk of skin problems or pain)
⚠ Warning	Use for 1 second or less in the same area. (There is a risk of skin problems or pain)
Use for 5 minutes or less (including cooling preparation time).	

1 Remove cap.

2 Push down on the Cool Switch for a while.

- The Cool Facial Care power light will start to blink.
- Wait until the cooling preparation ends and the Cool Facial Care power light becomes steady. (Preparation takes approximately 60 seconds)

3 Begin using once the Cool Facial Care power light becomes steady. Check the Cool Head with your fingertip.

- If the Cool Head feels too cold, use it in an area with a high ambient temperature.

The noise while using it is the cooler. It is not a malfunction.

4 Hold so as to not block the Air Intake or Exhaust.

- If the Air Intake or Exhaust are blocked, the Head will not cool properly.

5 Gently apply the Head mainly to the area where you have issues with your pores (nose, cheeks, etc.) and slowly move it while patting.

- For use on the same area, apply the head for 1 second and remove it for 1 second, repeatedly.
- The power will automatically shut off 5 minutes after pushing the Cool Switch.

The main unit will warm up while in use, but this is not a malfunction.




6 After 5 minutes the power will automatically shut off.

When that happens, a beeping noise will alert you.


When you want to stop partway through

- Push the Cool Switch again and the Cool Facial Care power light will turn off and cooling operation will end.

After turning off the power, the temperature of the Cool Head and main unit will temporarily increase, but this is not a malfunction.



Air Exhaust



Warning

- Do not leave in direct sunlight (inside a car in summer, etc.) or near heating devices. This can cause deformation or discoloration.

How to Use

How to Store Long-term

Perform maintenance (Page 9) before storing.

1. Put the cap on the head.
2. Make sure to charge the product.
3. Store it in an area with limited moisture or dust.

【When to Charge】

- The signal for low batteries is when the Battery Light begins blinking while the power is on and a warning beeping occurs for 10 seconds before the power automatically turns off.

→Charge immediately.

To continue using, use it while plugged in.

Battery Light



【When Using Overseas】

- This product can be used with AC100-240V power.

【When Using while Plugged In】

1 Connect the power adapter to the main unit and power outlet.

2 Being LED Care or Cool Facial Care.

Follow directions (Pages 6-7) for use.

3 After use, remove the power adapter from the outlet and main unit.

To continue charging,



follow the directions on How to Charge (Page 4).

Care and Maintenance

Make sure the power is OFF and the power adapter is not attached before performing maintenance.

Use a soft, dry cloth to wipe off dirt on the main unit.

- When dirt does not come off easily
Soak a dry cloth in soapy water or a neutral cleaning agent cut with water, and wring it out thoroughly before wiping with it.
- Periodic maintenance
Periodically (at least once a month) clean the Air Intake and Intake and grooves around the heads.
Use a soft toothbrush to remove dirt and dust.



*Make sure dust or dirt does not enter the main unit through the Air Intake.

Warning

- Make sure the power is OFF. If you accidentally turn on the power, it could shock you or cause a malfunction or short circuit.
- Do not wash the main unit with water. Do not immerse it in water or splash water on it. It could cause malfunctions.
- Do not wipe with benzene, paint thinner or alcohol. It could cause deformation or discoloration.

Specifications	Product Name		Skin Cool Pat	Rated Time	LED Care: 5 minutes (auto OFF) Cool Facial Care: 5 minutes (auto OFF)
	Product Number		TE800TW		
	Power Source	Power Adapter	AC100-240V 50/60Hz	Charge Time	Approx. 5 hours
		Main Unit	Nickel Metal Hydride Battery (DC3.6V, 750mAh) 1 unit	Weight	120 g (main unit)
	Power Consumption	Cool Facial Care	When plugged in 10W		
		LED Care	When plugged in 2W	Accessories	Cap Power Adapter
	Dimensions		Height 111 mm x width 46 mm x depth 40 mm (main unit)		

Troubleshooting

Issues	Possible Reasons	Solution
The Cool Head is not cooling.	The Cool Switch is not ON.	Push the Cool Switch and confirm the Cool Facial Care power light changes from blinking to a steady light.
	The Air Intake or Exhaust is blocked.	Hold properly to ensure the Air Intake and Exhaust are not blocked.
	There is no charge left.	Charge it or use it while plugged in.
The LED Head isn't lighting up.	The LED Switch is not ON.	Turn on the LED Switch.
	There is no charge left.	Charge it or use it while plugged in.
The Battery Light starts blinking too soon.	It was not used for over 3 months. (Natural discharge)	Charge it.
It can only be used a few times after charging.	The product is charged despite there still being charge remaining. (Top-up charge)	Use the battery fully before charging.
	The nickel metal hydride battery is getting old.	Contact the information number on the product box.
Charging does not work.	The power adapter is not connected properly.	Make sure the power adapter is securely connected to the main unit and the outlet.
	The power adapter is malfunctioning.	Contact the information number on the product box.
The power cord or power adapter are abnormally hot.	The power adapter is not connected properly.	Firmly connect the unit-side plug of the power adapter to the main unit socket.
	The plug is not connected to the outlet firmly.	The issue may be with the outlet. Contact the information number on the product box.
It cannot be used with the power adapter plugged in. (Not turning on while plugged in)	The power adapter is malfunctioning. Or the main unit is malfunctioning.	Contact the information number on the product box.

In the case of other errors or malfunctions, immediately stop use and contact the information number on the product box.

安全上的注意事項

- 在使用前，請仔細閱讀此「安全上的注意事項」，確保正確使用。
- 此處所示注意事項，是為了確保正確安全的使用本產品，防止對使用者和他人造成危害以及財產損失。請務必遵守。
- 注意事項分為以下幾項。

-  **危險** 表示在錯誤使用本產品時，有造成死亡或者重傷可能性，並且被認定具有高度危險緊迫性的內容。
-  **警告** 表示在錯誤使用本產品時，被認定有造成死亡或者重傷可能性的內容
-  **注意** 表示在錯誤使用本產品時，被認定有造成人員傷害可能性或者產品本身發生損壞的內容。

圖例示意

-  記號為，告知使用者「禁止做的事項」的內容。
-  (左圖表示禁止拆卸)
-  記號為，告知使用者「必須做的事項(強制)」的內容。
-  (左圖表示必須遵守)

警告

以下人群，請諮詢醫生後謹慎使用。

- 心臟疾病患者
 - 急性(疼痛性)疾病患者 ●熱性疾病患者
 - 血壓異常患者 ●感染性疾病患者
 - 結核性疾病患者 ●惡性腫瘤患者
 - 顏面神經痛患者 ●孕婦 ●月經期間
 - 特異性皮炎患者 ●過敏性體質人群
 - 皮膚敏感人群 ●血友病患者
 - 牙齒治療中人群
 - 長期使用類固醇類激素或者肝功能障礙引起的毛細血管擴張人群
 - 飲酒情況下或者藥物服用中的情況下、極度疲勞的情況下
- 否則有導致事故或者受傷的危險。



必須遵守

請切記不可在以下部位使用。

- 做過整形手術的部位 ●眼球以及上眼瞼
 - 傷口 ●顏面黑變病
 - 口中等粘膜部位
 - 粉刺或者膿疱有炎症的部位
 - 有疼痛、感知覺障礙的部位
 - 皮下埋置金屬、塑膠、矽等的部位
 - 由於發癢或者紅腫、物理刺激等引起的異常斑點部位
 - 化妝品等引起的皮膚炎部位
- 否則有導致事故或者受傷的危險。



禁止

請切記一定不可在皮膚有傷口或者炎症的情況下使用。
否則會引發皮膚問題或者疼痛。

請切記不可在使用說明書所述範圍以外使用。
否則有導致事故或者問題、故障的危險。



禁止

請勿讓兒童使用。

請勿在嬰幼兒可夠到的地方使用。
否則有導致事故或者受傷的危險。

請勿放置於嬰幼兒可夠到的地方。
蓋子等小部件有誤食危險。

請勿用於嬰幼兒及兒童、寵物。
否則有導致事故或者受傷的危險。

長時間使用或者錯誤使用的情況下，由於電源線有斷線危險，因此在確認有下述狀況時請勿使用。

- 電源綫扭曲無法恢復的時候。
- 電源線、電源適配器根部變形、損傷的時候。


若電源線斷線，會產生較大火花，有灼傷、觸電的危險。

在電源線損傷、電源插座鬆弛的情況下請勿使用。
否則有引起火災、觸電的危險。

請勿損傷電源線。(請勿強行彎折、扭擰、拉扯、請勿放置重物、請勿靠近發熱物體、請勿捆紮、請勿擠壓、請勿加工)
否則有導致火災、觸電的危險。

請勿將電源綫卷於電源適配器上。

電源線斷裂有導致火災、觸電、灼傷的危險。



安全上的注意事項



禁止

請勿使用 100-240V 以外的交流電源。

否則有導致火災或者觸電的危險。

請勿長時間直視光電美容的光源。
否則有導致受傷的危險。

使用中有疼痛或不適感時、或者使用後皮膚感到異常時，請停止使用並向專業醫生諮詢。
否則有可能引發皮膚問題。

冰肌美顏儀請在周圍溫度 10 ~ 40°C 範圍內使用。

否則有導致皮膚受傷的危險。



必須遵守

機器有異常聲音或有異常發生時請立即停止使用。
否則有導致事故或者受傷的危險。

使用時間以及使用頻率請遵守使用說明書指示。
否則有導致事故或者受傷的危險。

剛開始使用時，請隨時關注皮膚狀況。
否則有可能引發皮膚問題或身體不適。



拔出電源
适配器

不使用的時候，
將電源适配器從
插座上拔出。
否則有導致火災、
觸電的危險。



禁止濕手觸摸

請勿用濕手將電源适配器從電源插座拔出。
否則有可能導致故障、觸電、短路情況。



禁止水洗

請切記一定不要用水清洗。也不要沾水或者淋水。
否則有可能導致故障以及短路情況。



禁止浸水

請勿在浴室等用水處或者濕氣較多的地方使用及放置。
否則有可能導致故障以及短路情況。



禁止拆卸

不可進行改造。修理專業人員以外的人，請勿拆卸、修理。
否則有引發火災、觸電、受傷的危險。

⚠ 注意

請勿與其他美容用具同時使用。
否則有導致受傷的危險。

請勿掉落、碰撞。機身不可承受強烈衝擊。
否則有導致觸電、起火、受傷的危險。

請勿用揮發油、稀釋劑、酒精擦拭，也不可使用殺菌劑。
否則有導致開裂、觸電、起火的可能性。



禁止

請勿使用標配以外的電源适配器。請勿使用標配的電源适配器給其他產品充電。
否則有導致觸電、起火的危險。

請勿用於業務用途。另外，請勿放置於不特定多數人群使用的場所。
連續使用情況下有引發故障的危險。

若有損傷請勿使用。
否則有導致觸電、起火、受傷的危險。

請勿與家人以及他人共同使用。
否則有引發感染病的危險。

使用前，請確認冷敷探頭、光電傳感頭是否有損傷或者變形。
否則有導致皮膚受傷的危險。




必須遵守

請摘除耳環以及項鍊等首飾、隱形眼鏡後再使用。
否則有導致事故或者受傷的危險。


從電源插座拔出電源适配器時，不要握住電源線，請握住電源适配器插頭處拔出。
否則有導致火災、觸電的危險。

各部的名稱及功能




■ 標配品

電源適配器



蓋子




※在廢棄處置本產品時，請遵守各國的法律。

充電方法


1 確認冷敷開關、光電開關均處於「OFF」狀態時，用電源適配器連接機身與電源插座。

- 電源適配器的產品接口如用力插入或強行傾斜插入會造成機身介面破損。



2 電池指示燈燈滅後，將電源適配器從機身與電源插座拔出。

- 標準充電時間約為5小時
- 充電中，機身與電源適配器會略有發熱現象，為正常現象。
- 1次充電後，約可使用5組。(1組：光電美容5分鐘+冷敷美容5分鐘)
(根據保養方式等不同使用條件，使用次數會略有所減少)



充電中電池指示燈亮起，充電完成後燈滅。

如何延長鎳氫電池使用壽命

- 保存電池時，請務必充電後再進行保存。
- 長期不使用的情况下，半年一次左右定期充電。

充電後的工作時間變得極短的情況下，按以下步驟刷新新電池可恢復工作時間。

1. 請將冷敷開關與光電開關同時長按10秒以上。當冷敷美容電源指示燈與電池指示燈開始閃爍時，鬆開開關。一直放電直到指示燈熄滅為止。
2. 請照常充電。

注意事項

- 充電完成後，電源適配器需從電源插座處拔出。
- 周圍溫度在10 ~ 40°C範圍內時使用。

在使用之前

警告

以下人群，請諮詢醫生後謹慎使用。
否則有導致事故或者受傷的危險。

- 心臟疾病患者
- 急性（疼痛性）疾病患者
- 熱性疾病患者
- 血壓異常患者
- 感染性疾病患者
- 結核性疾病患者
- 惡性腫瘍患者
- 顏面神經痛患者
- 孕婦
- 月經期間
- 特異性皮炎患者
- 過敏性體質人群
- 皮膚敏感人群
- 血友病患者
- 牙齒治療中人群
- 長期使用類固醇類激素或者肝功能障礙引起的毛細血管擴張人群
- 飲酒情況下或者藥物服用中的情況下、極度疲勞的情況下

請切記不可在以下部位使用。
否則有導致事故或者受傷的危險。

- 做過整形手術的部位
- 眼球以及上眼瞼
- 傷口
- 顏面黑變病
- 口中等粘膜部位
- 粉刺或者膿疱有炎症的部位
- 有疼痛、感知覺障礙的部位
- 皮下埋置金屬、塑膠、矽等的部位
- 由於發癢或者紅腫、物理刺激等引起的異常斑點部位
- 化妝品等引起的皮膚炎部位

使用中，皮膚或者身體感到異常時，請立即停止使用，並諮詢專業醫生。
否則有導致事故或者身體不適的危險。

※肌膚日常護理，按照1日各兩次。一次的使用時間為各美容療程5分鐘以內。
若超過5分鐘連續使用，會導致皮膚問題，請慎用。



警告

本產品不是為身體、知覺或智能有缺陷者或者對本產品無使用經歷或知識的人群（包括兒童）所設計，除非他們在特別監護之下或者由負有安全責任的人對使用方法進行了事先指導。

1. 洗臉，將皮膚污垢洗淨。

- 化妝品請用卸妝用品清洗乾淨。

請在未化妝、或者已卸妝的皮膚上使用。

皮膚乾燥的情況下，請先擦拭化妝水後再使用本產品。
擦拭化妝水之後，請在皮膚完全吸收後再使用本產品。
※請勿使用乳液或凝膠狀的化妝水。

使用方法

本產品有 2 種不同的美容功能。

光電美容：通過光的照射，補充皮膚彈力。

冷敷美容：通過急速冷卻收縮毛孔

請不要使用各個美容療程超過1日2次（1次5分鐘以內）。

光電開關以及冷敷開關輕按後均會在5分鐘後自動關閉。

步驟 1 光電美容



警告

- 在眼部周圍使用時，由於光線較為刺眼請閉上眼睛。
- 請不要長時間直視光源。
否則有引發事故或受傷的危險。

使用時間在 5 分鐘以內。

1


取下蓋子。

2

長按光電開關。

- 光電傳感頭開始緩慢閃爍。

光電閃爍模式
(示意)



3


將護理頭輕輕放到毛孔想要改善部分（鼻翼、臉頰等）的中心，慢慢滑動推移。

- 使用時間在5分鐘以內。輕按光電開關後會在5分鐘之後自動切斷電源。

4

5 分鐘後自動切斷電源。

- 那時會有終止聲音（嗶嗶嗶）告知使用者。
希望中斷的情況下
- 再次輕按光電開關，光電傳感頭燈滅。



步驟 2 冷敷美容

使用方法

⚠ 警告	眼睛以及耳朵的周圍請勿進行護理。 (否則有可能引發事故或者身體不適)
	在皮膚受傷或者有傷口的情況下請切記不要使用。 (否則有可能引發皮膚問題或者疼痛。)
⚠ 注意	同一部位使用請在 1 秒以內。 (否則有可能引發皮膚問題或者疼痛。)
使用時間為 5 分鐘以內 (包含冷卻準備時間)。	

1 取下蓋子。

2 長按冷敷開關。

- 冷敷美容電源指示燈開始閃爍。
- 等待冷卻準備完成，直至冷敷美容電源指示燈變為長亮。(準備完成需要約60秒)

3 冷敷美容電源指示燈長亮後開始使用。
用指尖確認冷敷探頭。

- 在感覺冷敷探頭溫度過低情況下，請在周圍溫度較高的地方使用。
- 使用中的聲音為冷卻聲。並非異常。

4 手握機器時請勿擋住進風口、出風口。

- 請注意如若擋住了進風口、出風口，會導致無法充分冷卻。

5 將探頭輕輕放到毛孔想要改善部分
(鼻翼、臉頰等)，並以此為中心，
手法輕柔的緩慢滑動推移。

- 同一部位使用時重複貼合肌膚1秒離開肌膚1秒的過程。
 - 輕按冷敷開關後會在5秒後自動切斷電源。
- 使用中機身會略微變熱，並非異常現象。

6 5分鐘後自動切斷電源。

那時會有終止聲音 (嗶嗶嗶) 告知使用者。

希望中斷的情況下

- 再度輕按冷敷開關，冷敷美容電源指示燈熄滅，停止冷卻。

電源切斷後，冷敷探頭以及機身的溫度會暫時有所上升，並非異常。



注意事項

- 請勿放置於陽光直射的地方，以及發熱電器的附近。否則有可能引起變形、變色。

長期保管的方法	請妥善處理後（19 頁）進行保管。 1. 請給護理頭蓋上蓋子。 2. 請務必充電完成。 3. 請勿保管於潮濕、多塵的地方。
----------------	--

1. 請給護理頭蓋上蓋子。
2. 請務必充電完成。
3. 請勿保管於潮濕、多塵的地方。

【關於何時需要充電】 電池指示燈、

- 電池用盡的信號為，在打開電源時電池指示燈閃爍的
同時發出10秒的警告聲（嗶、嗶、嗶…），並自動切斷電源。
→請立即充電。
希望繼續使用的情況下，請使用交流電源。

【關於在海外使用時】

- 本產品使用100-240V交流電源。

【使用交流電源時】

- 1 用電源適配器連接機身與電源插座。
- 2 開始使用光電美容以及冷敷美容。
使用方法請參照（16・17 頁）。
- 3 使用後，請務必將電源適配器從電源插座與機身上拔出。

希望繼續充電的情況下
請按照「充電方法」(14 頁)進行充電。

產品保養方法

電源處於「OFF」狀態時，
請確認將電源適配器取下後妥善保管。


機身上的殘留污垢，用乾燥柔軟的抹布擦拭乾淨。

- 污垢不易清除時

用「肥皂水」或者「含有少量中性洗劑的水」
浸過的柔軟抹布絞幹後擦拭。

- 定期保養

定期（每個月1次以上）保養進風口以及護理頭的凹槽。
灰塵等用柔軟的牙刷等清除。



※請注意不要讓灰塵等從進風口進入機體內部。

注意事項

- 電源必須處於「OFF」狀態下。若異常開機會引起刺激而導致誤動作、短路情況發生。
- 機身請勿水洗。另外也不要沾水、淋水。否則會引起故障。
- 請勿用揮發油、稀釋劑、酒精等擦拭。否則會引起變形、變色。

規格	產品名稱		冰肌美顏儀	額定時間	光電美容： 5分鐘（自動OFF） 冷敷美容： 5分鐘（自動OFF）
	產品編號		NTE10		
	電 源	電源適配器	AC100-240V 50/60Hz	充電時間	約5小時
		機 身	鎳氫電池（DC3.6V, 750mAh）1組	重 量	120g （機身）
	使用 功 率	冷敷美容	使用交流電源時 10W		
		光電美容	使用交流電源時 2W	標配品	蓋子 電源適配器
	產品尺寸		高111 X 寬46 X 長40mm（機身）		

疑似故障時該怎麼辦

出現以下情況時	可能造成的原因	處理方法
冷敷探頭無法冷卻。	冷敷開關未處於「ON」的狀態下。	打開冷敷開關，確認冷敷美容電源指示燈從閃爍到長亮。
	進風口、出風口被擋住	正確握持機器，勿擋住進風口、出風口。
	電池電量用盡。	充電或使用交流電源。
光電傳感頭無法發光。	光電開關未處於「ON」的狀態下。	打開光電開關。
	電池電量用盡。	充電或使用交流電源。
電池指示燈過早開始閃爍。	閒置時間超過3個月以上。 (電源已自然放電)	請進行充電。
充電後使用次數少。	電池餘量較多的情況下進行充電。 (電池餘量充足)	電池用盡後充電。
	鎳氫電池接近使用壽命。	請諮詢包裝盒上的聯繫方式。
無法充電。	電源適配器接觸不良。	請將電源適配器與機身和電源插座連接牢固。
	電源適配器故障。	請諮詢包裝盒上的聯繫方式。
電源線、 電源適配器發熱異常。	電源適配器接觸不良。	請將機身上的機身接口與電源適配器的產品接口連接牢固。
	電源插座鬆弛。	有可能是電源插座的問題。請諮詢包裝盒上的聯繫方式。
電源適配器連接上後 無法使用。 (未接入交流電源)	電源適配器故障。 或者機器故障。	請諮詢包裝盒上的聯繫方式。

發生其他異常、故障的情況下，請立即停止使用，並諮詢「包裝盒上的聯繫方式」。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

 **危険** 誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

 **警告** 誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意** 誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。

 (左図の場合は分解禁止)

 記号は、「しなければならないこと」(強制)の内容をお知らせするものです。

 (左図の場合は必ず守る)

警告

次の人は、医師と相談してご使用ください。

- 心臓に障害のある人
 - 急性(疼痛性)疾患の人 ● 有熱性疾患の人
 - 血圧異常の人 ● 感染症疾患のある人
 - 結核症疾患の人 ● 悪性腫瘍のある人
 - 顔面神経痛の人 ● 妊娠中の人
 - 生理中の場合 ● アトピー性皮膚炎の人
 - アレルギー体質の人 ● 特に肌が敏感な人
 - 血友病疾患の人 ● 歯の治療中の人
 - ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
 - 飲酒している場合や薬を服用中の場合、疲労が激しい場合
- 事故やけがの恐れがあります。



必ず守る

下記の部位には使用しない。

- 整形手術をした部位 ● 眼球および上まぶた
 - 傷口 ● 顔面黒皮症 ● 口の中等粘膜の部位
 - ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位
 - 痛覚、知覚障害を起こしている部位
 - 皮膚の下に金属・プラスチック・シリコン等を埋め込んである部位
 - カユミやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
 - 化粧品等で皮膚炎を起こしている部位
- 事故やけがの恐れがあります。



禁止

肌に傷や炎症がある場合は絶対に使用しない。

肌トラブルや痛みの原因になります。

取扱説明書に記載されている以外の使い方はしない。

事故やトラブル、故障の恐れがあります。

子供に使わせない。

乳幼児の手の届く所で使わない。

事故やけがの恐れがあります。

乳幼児の手の届く場所に置かない。

キャップなどの小さな部品は誤飲の原因になります。

乳幼児や子供・ペットには使わない。

事故やけがの恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- 電源コード・電源アダプターの根元が変形、傷んでいるとき。

電源コードが断線すると、大きなスパークが発生して、やけど・感電の恐れがあります。

電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。


火災・感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・束ねない・はさみ込まない・加工しない)

火災・感電の恐れがあります。

電源アダプターに電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



安全上のご注意



禁止

交流100-240V以外の電源は使用しない。

火災や感電の恐れがあります。

フォトエステの光を長時間直視しない。
事故やけがの恐れがあります。

使用中痛みや不調を感じたときや、
使用後肌に異常を感じたときは、
使用を中止して専門医に相談する。
肌トラブルの原因になります。

クールエステは、周囲温度 10 ～
40℃で使用する。

肌を傷める恐れがあります。



必ず守る

本体に異音や異常が発生したら
直ちに使用を中止する。
事故やけがの恐れがあります。


使用時間や使用頻度は取扱説明
書の指示を守る。
事故やけがの恐れがあります。

使いはじめの方は、肌の様子を見
ながら使用する。
肌トラブルや体調不良の原因になります。



電源アダプター
を抜く

使用しない時は、
電源アダプターを
コンセントから抜く。
火災・感電の恐れが
あります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源アダプターをコン
セントに抜き差ししない。
故障・感電・ショートの原因になります。



水ぬれ禁止

水洗いは絶対にしない。また水に
つけたり水をかけたりしない。
故障やショートの原因になります。



水場禁止

浴室など水のかかる所や湿気の
多い所で使用・放置しない。
故障やショートの原因になります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外
の人は、分解・修理しない。
火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意

ほかの美容器具と同時に使用しない。
事故や怪我の恐れがあります。

落したり、ぶつけたりしない。
本体に強い衝撃を与えない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

ベンジン・シンナー・アルコール
などでふいたり、殺菌剤をかけたり
しない。
ひび割れ・感電・発火の可能性があります。



禁止

付属の電源アダプター以外は使
用しない。付属の電源アダプター
で他の製品を充電しない。
感電・発火の恐れがあります。

業務用として使わない。また、
不特定多数の人が使う場所に
置かない。
連続使用による故障の恐れがあります。

損傷したら使わない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

家族や他人と共用しない。
感染症の恐れがあります。

使用前に、クールヘッド・フォト
ヘッドに傷や変形がないか確認
する。
肌を傷つける恐れがあります。



必ず守る

イヤリングやネックレス等のアクセ
サリー・コンタクトレンズは、はず
して使用する。
事故やけがの恐れがあります。

コンセントから電源アダプターを
抜くときは、電源コードを持たず
にアダプター本体部を持って抜く。
火災・感電の恐れがあります。

各部のなまえとはたらき

クールヘッド
クールエステ時、
肌にあてて使用します。

クールスイッチ
押すと「ON」になりクール
エステ電源ランプが
点滅します。再度押す
と「OFF」になり、クール
エステ電源ランプが
消灯します。
動作中にフォトスイッチ
を押すとフォトエステ
に切り替わりクールエ
ステ電源ランプが消灯
します。

**クールエステ
電源ランプ**
クールスイッチを押すと点滅し、
冷却準備が完了すると点灯に
なります。

バッテリーランプ

【通常使用時】
消灯：残量有り
点滅：残量少ない
【充電中】
点灯：充電中
消灯：充電完了

エア吸入口

物を入れないで
ください。

フォトヘッド
フォトエステ時、肌
にあてて使用します。

フォトスイッチ
押すと「ON」になりフォ
トヘッドの点滅パター
ンが始まります。
再度押すと「OFF」に
なり、フォトヘッドが
消灯します。
動作中にクールスイ
ッチを押すとクールエ
ステに切り替わり、フォ
トヘッドが消灯します。


**ニッケル水素電池
(内蔵)**

エア吹出口
物を入れないでください。


本体ソケット

■付属品

電源アダプター



キャップ




※製品を廃棄するときには、各国の法律に従ってください。

充電のしかた


1 クールスイッチ・フォトスイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源アダプターを本体とコンセントに接続します。

- 電源アダプターの器具側プラグを強く押し込んだり無理に傾けると本体ソケットが破損する場合があります。



2 バッテリーランプが消灯したら電源アダプターを本体とコンセントから抜きます。

- 標準充電時間は、約5時間です。
- 充電中、本体と電源アダプターが少し熱くなることがありますが、異常ではありません。
- 1回の充電で約5セット使用できます。(1セット：フォトエステ5分＋クールエステ5分)
(お手入れのしかたなど使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります)



充電中はバッテリーランプが点灯し、充電が完了すると消灯します。

ニッケル水素電池を長くお使いいただくために

- 保管する場合は、必ず充電してから保管する。
- 長期間使用しない場合も、半年に1回程度は定期的に充電する。

充電後の動作時間が極端に短くなってしまった場合は、以下の手順で電池をリフレッシュすると動作時間が回復することがあります。

1. クールスイッチとフォトスイッチを同時に連続10秒以上押してください。クールエステ電源ランプとバッテリーランプが点滅したら、スイッチを押すのをやめます。ランプが消灯するまで放電します。
2. 通常通りに充電してください。

ご 注 意

- 充電が完了したら、電源アダプターはコンセントから抜く。
- 周囲温度は、10～40℃以内で使う。

お使いになる前に

⚠ 警告

次の人は、医師と必ず相談して
ご使用ください。

事故やけがの恐れがあります。

- 心臓に障害のある人
- 急性（疼痛性）疾患の人
- 有熱性疾患の人
- 血圧異常の人
- 感染症疾患のある人
- 結核症疾患の人
- 悪性腫瘍のある人
- 顔面神経痛の人
- 妊娠中の人
- 生理中の場合
- アトピー性皮膚炎の人
- アレルギー体質の人
- 特に肌が敏感な人
- 血友病疾患の人
- 歯の治療中の人
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- 飲酒している場合や薬を服用中の場合、疲労が激しい場合

下記の部位には使用しない。

事故やけがの恐れがあります。

- 整形手術をした部位
- 眼球および上まぶた
- 傷口
- 顔面黒皮症
- 口の中等粘膜の部位
- ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位
- 痛覚、知覚障害を起こしている部位
- 皮ふの下に金属・プラスチック・シリコン等を埋め込んである部位
- カユミやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
- 化粧品等で皮膚炎を起こしている部位

使用中、肌や身体に異常を感じたらすぐに使用を中止して、専門医に相談する。

事故や体調不良を起こす恐れがあります。

※お肌のお手入れは、1日各エステ2回を目安とし、1回のご使用時間は各エステ5分以内です。

5分を超える連続使用は、肌トラブルを起こす原因になりますのでおやめください。



警告

この機器は、安全について責任を負える人によって使用法を監視または事前に指導された場合を除き、身体的、感覚的、精神的能力が低下した人（子供を含む）や事前の経験や知識が無い人が使用できるよう設計された製品ではありません。

洗顔を行い、汚れを洗い流す。

- メイクはクレンジング剤で落としてください。

化粧を落とした素肌でご使用ください。

肌が乾燥する場合は、化粧水をつけてからご使用ください。

化粧水をつけたあとは、肌がぬれていない状態でご使用ください。

※乳液やゲル状の化粧水はつけないでください。

使いかた

本製品は2種類のエステ機能があります。

フォトエステ：光を届け、肌の弾力をサポート

クールエステ：ひんやり冷却で毛穴の引き締め

各エステとも1日2回（1回5分以内）を超える使用は避けてください。

フォトスイッチもしくはクールスイッチを押して5分経過すると自動OFFします。

ステップ1 フォトエステ

警告

- 目のまわりに使用するときには、まぶしいので目を閉じてください。
- 光を長時間直視するのは避けてください。事故やけがの恐れがあります。


ご使用時間は5分以内です。

1 キャップをはずします。

2 フォトスイッチを長押しします。

- フォトヘッドがゆっくり点滅します。

フォト点滅パターン
(イメージ)



3 ヘッドを毛穴の気になる部分（小鼻、頬など）の中心に軽くあて、ゆっくり移動させます。


- ご使用時間は5分以内です。フォトスイッチを押して5分経過すると自動で電源が切れます。

4 5分経つと自動で電源が切れます。

- その際に、終了音（ピッピッピッ）でお知らせします。

中断したい場合は

- フォトスイッチを再度押すとフォトヘッドが消灯します。



ステップ2 クールエステ

⚠ 警告	目や耳のまわりのお手入れはしない。 (事故や体調不良を起こす原因になります)
	肌にケガや傷がある場合は絶対に使用しない。 (肌のトラブルや痛みの原因になります)
⚠ 注意	同一部位への使用は1秒以内とすること。 (肌のトラブルや痛みの原因になります)
ご使用時間は5分以内（冷却準備時間を含む）です。	

1 キャップをはずします。

2 クールスイッチを長押し。

- クールエステ電源ランプが点滅します。
- 冷却準備が完了し、クールエステ電源ランプが点灯に変わるまで待ちます。（準備完了まで約60秒かかります）

3 クールエステ電源ランプが点灯したら使用開始。クールヘッドを指先で確認します。

- クールヘッドの温度が低すぎと感じた場合は周囲温度が高い場所で使用してください。
- 使用中の音は冷却音です。異常ではありません。

4 エアー吸入口、吹出口をふさがないように持ちます。

- エアー吸入口、吹出口をふさいでしまうとヘッドが十分に冷えませんので注意してください。

5 ヘッドを毛穴の気になる部分（小鼻・頬など）を中心に軽くあて、パッティングの要領でゆっくり移動させます。

- 同一部位への使用は1秒あてて1秒はなすを繰り返します。
 - クールスイッチを押して5分経過すると自動で電源が切れます。
- 使用中に本体が温かくなりますが異常ではありません。

6 5分経つと自動で電源が切れます。

その際に、終了音（ピッピッピッ）でお知らせします。

中断したい場合は

- クールスイッチを再度押すと、クールエステ電源ランプが消灯し冷却動作が停止します。

電源が切れたあと、しばらくするとクールヘッドと本体の温度が一時的に上がりますが異常ではありません。



ご注意

- 直射日光の当たる所（夏期の自動車内など）、熱器具の近くに放置しない。変形、変色の原因になります。

長期保管の しかた	お手入れ (29ページ) をしてから保管してください。 1. キャップをヘッドにかぶせてください。 2. 必ず充電をしてください。 3. 湿気やホコリの少ないところに保管してください。
----------------------	---

1. キャップをヘッドにかぶせてください。
2. 必ず充電をしてください。
3. 湿気やホコリの少ないところに保管してください。

【充電の時期について】

● 電池切れの合図は、電源が入っている時にバッテリーランプが点滅するとともに警告音(ピッ、ピッ、ピッ…) が10秒間鳴り、電源が自動的に切れます。
→すぐ充電してください。

引き続きご使用になる場合は交流式でお使いください。

バッテリーランプ

- 引き続きご使用になる場合は交流式でお使いください。

【海外でのご使用について】
●本製品は交流100-240V電源で使用できます。

- 本製品は交流100-240V電源で使用できます。

【交流式で使うには】

- 1 電源アダプターを本体とコンセントに接続します。
- 2 フォトエステ、またはクールエステを開始します。
使いかた（26・27ページ）に従って使用します。
- 3 使用後は、必ず電源アダプターをコンセントと本体から抜きます。

続けて充電したい場合は
「充電のしかた」（24ページ）にしたがって充電してください。

「充電のしかた」(24ページ)にしたがって充電してください。

お手入れのしかた

電源が「OFF」になっていること、電源アダプターが取り外されていることを確認してからお手入れをします。



本体の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ります。

- 汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取ります。

- 定期的なお手入れ

定期的（月1回以上）にエアースタンプの溝をお手入れをします。ホコリなどを、やわらかい歯ブラシなどで取り除きます。



※エアースタンプから本体の中へホコリ等が入らないように気をつけてください。

ご注意

- 電源は必ず「OFF」にする。誤ってスイッチを入れると刺激を受けたり、誤動作・ショートの原因になります。
- 本体は水洗いしない。また水につけたり、水をかけたりしない。故障の原因になります。
- ベンジン・シンナー・アルコールなどでふかない。変形、変色の原因になります。

仕様	品名	スキンクールパット	定格時間	フォトエステ：5分（自動OFF） クールエステ：5分（自動OFF）
	品番	TE800TW		
	電源アダプター	AC100-240V 50/60Hz	充電時間	約5時間
	本体	ニッケル水素電池（DC3.6V, 750mAh）1組	質量	120g（本体）
	クールエステ	交流使用時 10W		
	フォトエステ	交流使用時 2W	付属品	キャップ 電源アダプター
	寸法	高さ111×幅46×奥行き40mm（本体）		

故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
クールヘッドが冷えない。	クールスイッチが「ON」になっていない。	クールスイッチを入れ、クールエステ電源ランプが点滅から点灯に変わるのを確認する。
	エアー吸入口・吹出口をふさいでいる。	エアー吸入口・吹出口をふさがないように正しく持つ。
	充電切れになっている。	充電するか交流式でご使用ください。
フォトヘッドが光らない。	フォトスイッチが「ON」になっていない。	フォトスイッチを入れる。
	充電切れになっている。	充電するか交流式で使用ください。
バッテリーランプが点滅へ変わるのが早い。	未使用期間が3ヶ月以上あった。(自然放電してしまった)	充電してください。
充電しても使用できる回数が少ない	残量が多く残っているのに充電をしていた。(継ぎ足し充電)	電池を使い切ってから充電する。
	ニッケル水素電池の寿命が近づいている。	化粧箱表示の連絡先にご相談ください。
充電できない。	電源アダプターの取り付け方が悪い。	電源アダプターを本体とコンセントにしっかりと取り付けてください。
	電源アダプターが故障している。	化粧箱表示の連絡先にご相談ください。
電源コード・電源アダプターが異常に熱い。	電源アダプターの取り付け方が悪い。	本体の本体ソケットに電源アダプターの器具側プラグをしっかりと差してください。
	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。化粧箱表示の連絡先にご相談ください。
電源アダプターを接続して使用できない。(交流式で電源が入らない)	電源アダプターが故障している。又は本体が故障している。	化粧箱表示の連絡先にご相談ください。

その他の異常・故障がある場合、すぐに使用を中止し、「化粧箱表示の連絡先」にご相談ください。

